

THINK DIGITAL


NUEVA GENERACIÓN DE Ti-BASE



sis

Smart Implant Solutions

NUEVA GENERACIÓN DE Ti-BASE



THINK DIGITAL - Smart Product

Ti-BASE

CON ALTURA GINGIVAL (HG)



VARIAS
ALTURAS
GINGIVALES

ANTIRROTATORIA



ALTURA
CHIMENEA
4.4mm.

ROTATORIA

Ti-BASE

CON ALTURA GINGIVAL (HG) Y DE CEMENTACIÓN (HC) 7mm.



VARIAS
ALTURAS
GINGIVALES

ANTIRROTATORIA

ALTURA
CHIMENEA
7mm.



ROTATORIA

Ti-BASE

RECORTABLE (9mm.)



Recortar con disco
para metales.

SMART ANGLE



LA SOLUCIÓN ANGULADA MÁS SEGURA DEL MERCADO

PATENTE INTERNAL BALL HEAD - ES 2577509 T3




CONEXIÓN MEJORADA: Evita el coronamiento de los tornillos.

ANODIZADO AZUL: Permite distinguir un tornillo estándar a un tornillo Smart Angle.

MATERIAL: Titanio grado 5.

Las Ti-Bases, bases de Cr-Co y las librerías de implantes están preparadas para utilizar la solución angulada Smart Angle.



CORTA
(20mm)

MEDIANA
(25mm)

LARGA
(35mm)

SCANBODY INTRA/EXTRA-ORAL

UN ÚNICO SCANBODY PARA TODOS LOS USOS

La línea de Scanbodies desarrollada por el departamento de I+D de Smart Implant Solutions simplifica enormemente la forma de trabajar. Sirve tanto para escaneados intraorales (clínica) como para su utilización en modelos de escayola o resina (laboratorio).

AMPLIA CARA PLANA

Amplia cara plana para un mejor best-fit y por consiguiente una mejor alineación geometría con la conexión.

ACABADO ARENADO

El arenado del scanbody SIS permite que sea leído perfectamente por cualquier escáner del mercado.

MAXIMA PRECISIÓN

en el mecanizado. (8 micras).



DIÁMETRO SIMILAR A LA CONEXIÓN

Cada scanbody está fabricado con el mismo diámetro que el implante lo que permite un mejor ajuste a la conexión en boca y evita los problemas con los tejidos blandos.



RADIOPACO

Completamente RADIOPACO. Imagen perfecta RX para comprobar el correcto asentamiento en el implante.

MATERIAL

Cuerpo íntegramente fabricado en Titanio grado 5.

SIMPLIFICA LA FORMA DE TRABAJAR



Librerías disponible en: www.smartimplantsolutions.com



CATÁLOGO GENERAL CONEXIONES

THINK DIGITAL



MIS® SEVEN®

Hexágono Interno

F: 0300

	NP 3.30	SP 3.75/4.20	WP 5.0/6.0
Ti-Base antirrotatoria	SIS-0308XA	SIS-0308NA	SIS-0308RA
Ti-Base rotatoria	SIS-0308XR	SIS-0308NR	SIS-0308RR
Ti-Base antirrotatoria HG 2mm	SIS-0308XAG2	SIS-0308NAG2	
Ti-Base rotatoria HG 2mm	SIS-0308XRG2	SIS-0308NRG2	
Ti-Base antirrotatoria HG 3mm	SIS-0308XAG3	SIS-0308NAG3	
Ti-Base rotatoria HG 3mm	SIS-0308XRG3	SIS-0308NRG3	
Ti-Base antirrotatoria HG 4mm	SIS-0308XAG4	SIS-0308NAG4	
Ti-Base rotatoria HG 4mm	SIS-0308XRG4	SIS-0308NRG4	
Ti-Base antirrotatoria HC 7mm	SIS-0308XAC7	SIS-0308NAC7	
Ti-Base rotatoria HC 7mm	SIS-0308XRC7	SIS-0308NRC7	
Ti-Base antirrotatoria HG 2mm HC 7mm	SIS-0308XAG2C7	SIS-0308NAG2C7	
Ti-Base rotatoria HG 2mm HC 7mm	SIS-0308XRG2C7	SIS-0308NRG2C7	
Ti-Base antirrotatoria HG 3mm HC 7mm	SIS-0308XAG3C7	SIS-0308NAG3C7	
Ti-Base rotatoria HG 3mm HC 7mm	SIS-0308XRG3C7	SIS-0308NRG3C7	
Ti-Base antirrotatoria HG 4mm HC 7mm	SIS-0308XAG4C7	SIS-0308NAG4C7	
Ti-Base rotatoria HG 4mm HC 7mm	SIS-0308XRG4C7	SIS-0308NRG4C7	
Ti-Base antirrotatoria HC 9mm (Recortable)	SIS-0308XAC9	SIS-0308NAC9	SIS-0308RAC9
Ti-Base rotatoria HC 9mm (Recortable)	SIS-0308XRC9	SIS-0308NRC9	SIS-0308RRC9



Disponible
Actualmente.



Disponible
A partir de Junio.

Resto de conexiones consultar en la web.



ZIMMER® SCREW-VENT®

Hexágono Interno

	NP 3.5	RP 4.5	WP 5.0/6.0
Ti-Base antirrotatoria	SIS-0308NAZ	SIS-0308RAZ	SIS-0308WAZ
Ti-Base rotatoria	SIS-0308NRZ	SIS-0308RRZ	SIS-0308WRZ
Ti-Base antirrotatoria HG 2mm	SIS-0308NAG2Z	SIS-0308RAG2Z	
Ti-Base rotatoria HG 2mm	SIS-0308NRG2Z	SIS-0308RRG2Z	
Ti-Base antirrotatoria HG 3mm	SIS-0308NAG3Z	SIS-0308RAG3Z	
Ti-Base rotatoria HG 3mm	SIS-0308NRG3Z	SIS-0308RRG3Z	
Ti-Base antirrotatoria HG 4mm	SIS-0308NAG4Z	SIS-0308RAG4Z	
Ti-Base rotatoria HG 4mm	SIS-0308NRG4Z	SIS-0308RRG4Z	
Ti-Base antirrotatoria HC 7mm	SIS-0308NAC7Z	SIS-0308RAC7Z	
Ti-Base rotatoria HC 7mm	SIS-0308NRC7Z	SIS-0308RRC7Z	
Ti-Base antirrotatoria HG 2mm HC 7mm	SIS-0308NAG2C7Z	SIS-0308RAG2C7Z	
Ti-Base rotatoria HG 2mm HC 7mm	SIS-0308NRG2C7Z	SIS-0308RRG2C7Z	
Ti-Base antirrotatoria HG 3mm HC 7mm	SIS-0308NAG3C7Z	SIS-0308RAG3C7Z	
Ti-Base rotatoria HG 3mm HC 7mm	SIS-0308NRG3C7Z	SIS-0308RRG3C7Z	
Ti-Base antirrotatoria HG 4mm HC 7mm	SIS-0308NAG4C7Z	SIS-0308RAG4C7Z	
Ti-Base rotatoria HG 4mm HC 7mm	SIS-0308NRG4C7Z	SIS-0308RRG4C7Z	
Ti-Base antirrotatoria HC 9mm (Recortable)	SIS-0308NAC9Z	SIS-0308RAC9Z	SIS-0308WAC9Z
Ti-Base rotatoria HC 9mm (Recortable)	SIS-0308NRC9Z	SIS-0308RRC9Z	SIS-0308WRC9Z



Disponible
Actualmente.



Disponible
A partir de Junio.

Resto de conexiones consultar en la web.



ASTRA® TECH OSSEOSPEED®

Cónica Interna

	Yellow 3.0	Aqua 3.5/4.0	Lilac 4.5/5.0
Ti-Base antirrotatoria	SIS-0508XA	SIS-0508NA	SIS-0508RA
Ti-Base rotatoria	SIS-0508XR	SIS-0508NR	SIS-0508RR
Ti-Base antirrotatoria HG 2mm	SIS-0508XAG2	SIS-0508NAG2	SIS-0508RAG2
Ti-Base rotatoria HG 2mm	SIS-0508XRG2	SIS-0508NRG2	SIS-0508RRG2
Ti-Base antirrotatoria HG 3mm	SIS-0508XAG3	SIS-0508NAG3	SIS-0508RAG3
Ti-Base rotatoria HG 3mm	SIS-0508XRG3	SIS-0508NRG3	SIS-0508RRG3
Ti-Base antirrotatoria HG 4mm	SIS-0508XAG4	SIS-0508NAG4	SIS-0508RAG4
Ti-Base rotatoria HG 4mm	SIS-0508XRG4	SIS-0508NRG4	SIS-0508RRG4
Ti-Base antirrotatoria HC 7mm	SIS-0508XAC7	SIS-0508NAC7	SIS-0508RAC7
Ti-Base rotatoria HC 7mm	SIS-0508XRC7	SIS-0508NRC7	SIS-0508RRC7
Ti-Base antirrotatoria HG 2mm HC 7mm	SIS-0508XAG2C7	SIS-0508NAG2C7	SIS-0508RAG2C7
Ti-Base rotatoria HG 2mm HC 7mm	SIS-0508XRG2C7	SIS-0508NRG2C7	SIS-0508RRG2C7
Ti-Base antirrotatoria HG 3mm HC 7mm	SIS-0508XAG3C7	SIS-0508NAG3C7	SIS-0508RAG3C7
Ti-Base rotatoria HG 3mm HC 7mm	SIS-0508XRG3C7	SIS-0508NRG3C7	SIS-0508RRG3C7
Ti-Base antirrotatoria HG 4mm HC 7mm	SIS-0508XAG4C7	SIS-0508NAG4C7	SIS-0508RAG4C7
Ti-Base rotatoria HG 4mm HC 7mm	SIS-0508XRG4C7	SIS-0508NRG4C7	SIS-0508RRG4C7
Ti-Base antirrotatoria HC 9mm (Recortable)	SIS-0508XAC9	SIS-0508NAC9	SIS-0508RAC9
Ti-Base rotatoria HC 9mm (Recortable)	SIS-0508XRC9	SIS-0508NRC9	SIS-0508RRC9



Disponible
Actualmente.



Disponible
A partir de Junio.

Resto de conexiones consultar en la web.



ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION®

Cónica Interna

	3.0	3.6	4.2	4.8
Ti-Base antirrotatoria	SIS-2308XA	SIS-2308RA	SIS-2308WA	SIS-2308LA
Ti-Base rotatoria	SIS-2308XR	SIS-2308RR	SIS-2308WR	SIS-2308LR
Ti-Base antirrotatoria HG 2mm	SIS-2308XAHG2	SIS-2308RAG2	SIS-2308WAG2	SIS-2308LAHG2
Ti-Base rotatoria HG 2mm	SIS-2308XRHG2	SIS-2308RRG2	SIS-2308WRG2	SIS-2308LRHG2
Ti-Base antirrotatoria HG 3mm	SIS-2308XAHG3	SIS-2308RAG3	SIS-2308WAG3	SIS-2308LAHG3
Ti-Base rotatoria HG 3mm	SIS-2308XRHG3	SIS-2308RRG3	SIS-2308WRG3	SIS-2308LRHG3
Ti-Base antirrotatoria HG 4mm		SIS-2308RAG4	SIS-2308WAG4	
Ti-Base rotatoria HG 4mm		SIS-2308RRG4	SIS-2308WRG4	
Ti-Base antirrotatoria HC 7mm		SIS-2308RAC7	SIS-2308WAC7	
Ti-Base rotatoria HC 7mm		SIS-2308RRC7	SIS-2308WRC7	
Ti-Base antirrotatoria HG 2mm HC 7mm		SIS-2308RAG2C7	SIS-2308WAG2C7	
Ti-Base rotatoria HG 2mm HC 7mm		SIS-2308RRG2C7	SIS-2308WRG2C7	
Ti-Base antirrotatoria HG 3mm HC 7mm		SIS-2308RAG3C7	SIS-2308WAG3C7	
Ti-Base rotatoria HG 3mm HC 7mm		SIS-2308RRG3C7	SIS-2308WRG3C7	
Ti-Base antirrotatoria HG 4mm HC 7mm		SIS-2308RAG4C7	SIS-2308WAG4C7	
Ti-Base rotatoria HG 4mm HC 7mm		SIS-2308RRG4C7	SIS-2308WRG4C7	
Ti-Base antirrotatoria HC 9mm (Recortable)	SIS-2308XAC9	SIS-2308RAC9	SIS-2308WAC9	SIS-2308LAC9
Ti-Base rotatoria HC 9mm (Recortable)	SIS-2308XRC9	SIS-2308RRC9	SIS-2308WRC9	SIS-2308LRC9



Disponible
Actualmente.



Disponible
A partir de Junio.

Resto de conexiones consultar en la web.



NOBEL BIOCARE® NOBELACTIVE®

Interna Activa

	NP 3.5/3.75	RP 4.3/5.0
Ti-Base antirrotatoria	SIS-0908NA	SIS-0908RA
Ti-Base rotatoria	SIS-0908NR	SIS-0908RR
Ti-Base antirrotatoria HG 2mm	SIS-0908NAG2	SIS-0908RAG2
Ti-Base rotatoria HG 2mm	SIS-0908NRG2	SIS-0908RRG2
Ti-Base antirrotatoria HG 3mm	SIS-0908NAG3	SIS-0908RAG3
Ti-Base rotatoria HG 3mm	SIS-0908NRG3	SIS-0908RRG3
Ti-Base antirrotatoria HG 4mm	SIS-0908NAG4	SIS-0908RAG4
Ti-Base rotatoria HG 4mm	SIS-0908NRG4	SIS-0908RRG4
Ti-Base antirrotatoria HC 7mm	SIS-0908NAC7	SIS-0908RAC7
Ti-Base rotatoria HC 7mm	SIS-0908NRC7	SIS-0908RRC7
Ti-Base antirrotatoria HG 2mm HC 7mm	SIS-0908NAG2C7	SIS-0908RAG2C7
Ti-Base rotatoria HG 2mm HC 7mm	SIS-0908NRG2C7	SIS-0908RRG2C7
Ti-Base antirrotatoria HG 3mm HC 7mm	SIS-0908NAG3C7	SIS-0908RAG3C7
Ti-Base rotatoria HG 3mm HC 7mm	SIS-0908NRG3C7	SIS-0908RRG3C7
Ti-Base antirrotatoria HG 4mm HC 7mm	SIS-0908NAG4C7	SIS-0908RAG4C7
Ti-Base rotatoria HG 4mm HC 7mm	SIS-0908NRG4C7	SIS-0908RRG4C7
Ti-Base antirrotatoria HC 9mm (Recortable)	SIS-0908NAC9	SIS-0908RAC9
Ti-Base rotatoria HC 9mm (Recortable)	SIS-0908NRC9	SIS-0908RRC9



Disponible
Actualmente.



Disponible
A partir de Junio.

Resto de conexiones consultar en la web.



STRAUMANN® BONE LEVEL®

Interna

	NC 3.3	RC 4.1/4.8
Ti-Base antirrotatoria	SIS-1108NA	SIS-1108RA
Ti-Base rotatoria	SIS-1108NR	SIS-1108RR
Ti-Base antirrotatoria HG 2mm	SIS-1108NAG2	SIS-1108RAG2
Ti-Base rotatoria HG 2mm	SIS-1108NRG2	SIS-1108RRG2
Ti-Base antirrotatoria HG 3mm	SIS-1108NAG3	SIS-1108RAG3
Ti-Base rotatoria HG 3mm	SIS-1108NRG3	SIS-1108RRG3
Ti-Base antirrotatoria HG 4mm	SIS-1108NAG4	SIS-1108RAG4
Ti-Base rotatoria HG 4mm	SIS-1108NRG4	SIS-1108RRG4
Ti-Base antirrotatoria HC 7mm	SIS-1108NAC7	SIS-1108RAC7
Ti-Base rotatoria HC 7mm	SIS-1108NRC7	SIS-1108RRC7
Ti-Base antirrotatoria HG 2mm HC 7mm	SIS-1108NAG2C7	SIS-1108RAG2C7
Ti-Base rotatoria HG 2mm HC 7mm	SIS-1108NRG2C7	SIS-1108RRG2C7
Ti-Base antirrotatoria HG 3mm HC 7mm	SIS-1108NAG3C7	SIS-1108RAG3C7
Ti-Base rotatoria HG 3mm HC 7mm	SIS-1108NRG3C7	SIS-1108RRG3C7
Ti-Base antirrotatoria HG 4mm HC 7mm	SIS-1108NAG4C7	SIS-1108RAG4C7
Ti-Base rotatoria HG 4mm HC 7mm	SIS-1108NRG4C7	SIS-1108RRG4C7
Ti-Base antirrotatoria HC 9mm (Recortable)	SIS-1108NAC9	SIS-1108RAC9
Ti-Base rotatoria HC 9mm (Recortable)	SIS-1108NRC9	SIS-1108RRC9



Disponible
Actualmente.



Disponible
A partir de Junio.

Resto de conexiones consultar en la web.



BIOHORIZONS® TAPERED®

Hexágono Interno

	3.0	3.5	4.5
Ti-Base antirrotatoria	SIS-1608NA	SIS-1608RA	SIS-1608WA
Ti-Base rotatoria	SIS-1608NR	SIS-1608RR	SIS-1608WR
Ti-Base antirrotatoria HG 2mm	SIS-1608NAG2	SIS-1608RAG2	SIS-1608WAG2
Ti-Base rotatoria HG 2mm	SIS-1608NRG2	SIS-1608RRG2	SIS-1608WRG2
Ti-Base antirrotatoria HG 3mm	SIS-1608NAG3	SIS-1608RAG3	SIS-1608WAG3
Ti-Base rotatoria HG 3mm	SIS-1608NRG3	SIS-1608RRG3	SIS-1608WRG3
Ti-Base antirrotatoria HG 4mm	SIS-1608NAG4	SIS-1608RAG4	SIS-1608WAG4
Ti-Base rotatoria HG 4mm	SIS-1608NRG4	SIS-1608RRG4	SIS-1608WRG4
Ti-Base antirrotatoria HC 7mm	SIS-1608NAC7	SIS-1608RAC7	SIS-1608WAC7
Ti-Base rotatoria HC 7mm	SIS-1608NRC7	SIS-1608RRC7	SIS-1608WRC7
Ti-Base antirrotatoria HG 2mm HC 7mm	SIS-1608NAG2C7	SIS-1608RAG2C7	SIS-1608WAG2C7
Ti-Base rotatoria HG 2mm HC 7mm	SIS-1608NRG2C7	SIS-1608RRG2C7	SIS-1608WRG2C7
Ti-Base antirrotatoria HG 3mm HC 7mm	SIS-1608NAG3C7	SIS-1608RAG3C7	SIS-1608WAG3C7
Ti-Base rotatoria HG 3mm HC 7mm	SIS-1608NRG3C7	SIS-1608RRG3C7	SIS-1608WRG3C7
Ti-Base antirrotatoria HG 4mm HC 7mm	SIS-1608NAG4C7	SIS-1608RAG4C7	SIS-1608WAG4C7
Ti-Base rotatoria HG 4mm HC 7mm	SIS-1608NRG4C7	SIS-1608RRG4C7	SIS-1608WRG4C7
Ti-Base antirrotatoria HC 9mm (Recortable)	SIS-1608NAC9	SIS-1608RAC9	SIS-1608WAC9
Ti-Base rotatoria HC 9mm (Recortable)	SIS-1608NRC9	SIS-1608RRC9	SIS-1608WRC9



Disponible
Actualmente.



Disponible
A partir de Junio.

Resto de conexiones consultar en la web.



OSSTEM® TS/ HIOSSEN® ET

Cónica Interna

	MINI	REGULAR
Ti-Base antirrotatoria	SIS-2808NA	SIS-2808RA
Ti-Base rotatoria	SIS-2808NR	SIS-2808RR
Ti-Base antirrotatoria HG 2mm	SIS-2808NAG2	SIS-2808RAG2
Ti-Base rotatoria HG 2mm	SIS-2808NRG2	SIS-2808RRG2
Ti-Base antirrotatoria HG 3mm	SIS-2808NAG3	SIS-2808RAG3
Ti-Base rotatoria HG 3mm	SIS-2808NRG3	SIS-2808RRG3
Ti-Base antirrotatoria HG 4mm	SIS-2808NAG4	SIS-2808RAG4
Ti-Base rotatoria HG 4mm	SIS-2808NRG4	SIS-2808RRG4
Ti-Base antirrotatoria HC 7mm	SIS-2808NAC7	SIS-2808RAC7
Ti-Base rotatoria HC 7mm	SIS-2808NRC7	SIS-2808RRC7
Ti-Base antirrotatoria HG 2mm HC 7mm	SIS-2808NAG2C7	SIS-2808RAG2C7
Ti-Base rotatoria HG 2mm HC 7mm	SIS-2808NRG2C7	SIS-2808RRG2C7
Ti-Base antirrotatoria HG 3mm HC 7mm	SIS-2808NAG3C7	SIS-2808RAG3C7
Ti-Base rotatoria HG 3mm HC 7mm	SIS-2808NRG3C7	SIS-2808RRG3C7
Ti-Base antirrotatoria HG 4mm HC 7mm	SIS-2808NAG4C7	SIS-2808RAG4C7
Ti-Base rotatoria HG 4mm HC 7mm	SIS-2808NRG4C7	SIS-2808RRG4C7
Ti-Base antirrotatoria HC 9mm (Recortable)	SIS-2808NAC9	SIS-2808RAC9
Ti-Base rotatoria HC 9mm (Recortable)	SIS-2808NRC9	SIS-2808RRC9

























Disponible
Actualmente.





















Disponible
A partir de Junio.

Resto de conexiones consultar en la web.

COMPATIBILIDADES

 NOBEL BIOCARE® BRANEMARK® Hexágono Externo	
 BIOMET 3i® OSSEOTITE® Hexágono Externo	
 MIS SEVEN® Hexágono Interno	 
 ZIMMER® SCREW-VENT® Hexágono Interno	 
 BIOMET 3i® CERTAIN® Hexágono Interno "Click"	
 ASTRA® TECH OSSEOSPEED® Cónica Interna	 
 STRAUMANN® TISSUE LEVEL® Octógono	
 BTI® Tetralobular Interno	
 NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Trilobular	
 NOBEL BIOCARE® NOBELACTIVE® Interna Activa	
 KLOCKNER® SK2® Hexágono Externo Alto	
 MIS® C1/V3 Hexágono Cónico Interno	
 STRAUMANN® BONE LEVEL® Interna	
 BTI® Hexágono Externo	

 SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO® Interna	
 PHIBO® TSH® Hexágono Externo	
 BIOHORIZONS® TAPERED® Hexágono Interno	 
 NEOBIOTECH® IS SYSTEM Cónica Interna	
 ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION Cónica Interna	
 NEODENT GM® (Helix GM®, Drive GM®, Titamax GM®) Cónica Interna	
 MEGAGEN ANYRIDGE® Cónica Interna	
 DENSTPLY® XIVE® Cónica Interna	
 DENSTPLY® ANKYLOS® Interna Ankylos	
 OSSTEM® TS/ HIOSSEN® ET Cónica Interna	 
 DIO® UFII® Cónica Interna	
 DENTIUM SUPERLINE™ & IMPLANTIUM® Cónica Interna	
 KLOCKNER® VEGA® Hexágono Interno	



Disponible
Actualmente.



Disponible
A partir de Junio.

Resto de conexiones consultar en la web.



Smart Implant Solutions

Tel.: + 34 943 322 812

E-mail: sales@smartimplantsolutions.com

Oficinas centrales:

Pº Mikeletegi 69, 20009 San Sebastián (Spain)

Planta de fabricación:

Pol. Ind. Galartza s/n, 48277 Etxebarria (Bizkaia)



THINK DIGITAL

www.smartimplantsolutions.com